

HuFriedyGroup

Key Opinion Leader

Prof. Francesco Cairo

Kit Avanzato di Chirurgia Mucogengivale e Rigenerativa
& Kit Base per Chirurgia Parodontale



Focus on: **Periodontal and Peri-Implant Plastic surgery**



Paese: **Italy**



Strumento preferito:
Orban knife KO1/2X



Sito web:
www.francescocairo.com



Ispirato a:
Prof. Giovan Paolo Pini Prato



VISITA LA
COMMUNITY KOL




Gli strumenti HuFriedyGroup sono di una qualità straordinaria, sono incredibilmente maneggevoli e precisi e sono assolutamente indispensabili per interventi chirurgici di alta precisione

Prof. Francesco Cairo



KIT AVANZATO DI CHIRURGIA MUCOGENGIVALE E RIGENERATIVA

Le tecniche di chirurgia plastica parodontale e perimplantare sono molto delicate e difficili. Questo kit è stato sviluppato in collaborazione con HuFriedyGroup per i colleghi che desiderano migliorare le proprie competenze in queste procedure, riducendo il trauma chirurgico e migliorando la stabilità dei lembi e degli innesti. Questi elementi sono fondamentali per ottenere tessuti molli eccellenti e stabili su denti e impianti.



Visita il nostro sito web all'indirizzo **HuFriedyGroup.eu/it**

KIT AVANZATO DI CHIRURGIA MUCOGENGIVALE E RIGENERATIVA



LO SAPEVI?

Tutti gli strumenti a snodo – forcipi, pinze ossivore, forbici, pinze, emostati, pinzette ortodontiche, ecc. – devono essere costantemente lubrificati. L'uso regolare di lubrificanti adeguati, come il Lubrificante Spray (**ILS**), previene la formazione della ruggine, la corrosione e la rigidità delle articolazioni, garantendo un funzionamento ottimale. **Tutti gli strumenti a snodo devono essere sterilizzati in posizione aperta.**



SPNHDPVN
Swiss Perio porta aghi
microchirurgia acciaio



SPSPV
Swiss Perio forbice
microchirurgia



TPG2
Pinzetta Gerald 18 cm
anatomica curva



SPTPDAPV
Swiss perio pinzetta anatomica
microchirurgia

BLACK LINE

La gamma Black Line è progettata per ottimizzare i risultati clinici e garantire l'efficienza durante l'intera procedura parodontale e chirurgica. La gamma Black Line è dotata di un rivestimento ad alte prestazioni progettato per ottenere una ritenzione dei bordi ottimale, ridurre il riflesso della luce, grazie alla finitura nera opaca, e incrementare il contrasto e l'acuità visiva sul campo operatorio e sul tessuto sottostante.



SPP24GSICX
Scollatore Swiss Perio #SIC,
Black Line



SPP24GSPX
Scollatore Swiss Perio 24G,
Black line.




SPPSCHLEEX
Scollatore Swiss Perio #SCHL
Black Line



CSEUWES6
Plugger Alveolare Osso
Euwe, #6 Corto Satinato

KIT AVANZATO DI CHIRURGIA MUCOGENGIVALE E RIGENERATIVA



TKN1X
Bisturi Tunneling #1
Black Line

TKN2X
Bisturi Tunneling #2
Black Line

KO1/2X
Bisturi per gengivectomia
Orban #1/2
Black Line

KPAX
Knife Allen End-Cutting
Intrasulcular, **Black Line**



MIR5DSHDE
Specchietto Doppio Alta
Definizione #5, Filettatura
EU, 1 pezzo/conf.

MHE6
Manico per specchietto man. #6
filettatura EU




C36/376
Scalpello per osso
#36/37 man. #6



PCPUNC156
Parodontometro UNC #UNC15 man.
#6 Qulix 1-2-3.14-15



10-130-05E
Manico bisturi porta lame
#5E europeo



SHDPV
Manico porta lame microchirurgia man.
#SinusLine

KIT AVANZATO DI CHIRURGIA MUCOGENGIVALE E RIGENERATIVA

15



SAS1/291E2
Curette Gracey #1/2 man. #9 grigio Mini Five™ orale/labiale

16



SAS7/89E2
Curette Gracey #7/8 man. #9 Mini Five™ orale/buccale

17



SAS11/1293E2
Curette Gracey #11/12 man. #9 aranc. Mini Five™ mesiale

18



SAS13/1498E2
Curette Gracey #13/14 man. #9 blu Mini Five™ distale

SCEGLI IL COLORE.
È sufficiente aggiungere il numero del codice del colore dopo quello del componente (sostituendo " " con il numero)

Rosso	●	0
Grigio	●	1
Bianco	●	2
Arancio	●	3
Viola	●	4
Giallo	●	5
Lavanda	●	6
Nero	●	7
Blu	●	8
Verde	●	9
Azzurro	●	11


PERCHÉ UTILIZZARE IL SISTEMA DI GESTIONE DEGLI STRUMENTI (IMS):
Standardizzando gli strumenti per procedura con il sistema IMS, è possibile aumentare il tempo utile e generare più ricavi prolungando la vita utile degli strumenti Hu-Friedy. I professionisti del settore odontoiatrico dichiarano che, utilizzando la soluzione IMS, risparmiano da 5 a 10 minuti* per procedura, quindi il personale dello studio può dedicare più tempo ad attività a valore aggiunto. Inoltre, il trasporto più sicuro degli strumenti contaminati riduce il rischio di lesioni e l'esposizione a infezioni crociate.

SCOPRI DI PIÙ ALLA PAGINA INTERNET IMS

*Rispetto alla decontaminazione dei singoli strumenti. Sulla base dei risultati di indagini di mercato.

IMEDIN18_S
Cassette IMS™ Infinity Series™ DIN Chirurgica per 18 strumenti con area accessori + 4 clips (2 x I1000) per strumenti a snodo.
Dimensioni: 290 x 184 x 34 mm

KIT BASE PER CHIRURGIA PARODONTALE



La chirurgia parodontale e implantare classica richiede diversi passaggi specifici nell'esecuzione delle singole tecniche, dalla progettazione del lembo, al trattamento delle radici e per finire alla sutura. Il presente kit è stato sviluppato in collaborazione con HuFriedyGroup per i colleghi che praticano la chirurgia parodontale di routine e comprende strumenti che supportano facilmente il parodontologo.

3



PCPUNC156
Parodontometro UNC #UNC15 man. #6 Qulix 1-2-3..14-15

11



S14
Forbici LaGrange #14 a doppia curvatura 11,5 cm

19



CRM2
Retrattore Cawood

PERIODONTAL SURGERY BASE KIT



PQ2N7
Sonda per biforcazioni Nabers #2N man. #7 Qulix 3-6-9-12



PPR3S6
Scollatore Prichard man. #6 corto



PBQ6
Scollatore Benque man. #6 Satin Steel™



NH5024CORT
Porta aghi Cortellini Micro Castro 18 cm



DP18PS
Pinzetta #18
Perma Sharp™

STRUMENTI PERMA SHARP™

Dotati di inserti in carburo di tungsteno legati all'acciaio inossidabile di grado chirurgico su entrambi i bordi di taglio, per incisioni fluide e controllate e la massima durata.



10-130-05E
Manico bisturi porta lame #5E europeo



KGF76
Bisturi per gengivectomia Goldman-Fox #7 man. #6 retromolare ovale



KGF86
Bisturi per gengivectomia Goldman-Fox #8 man. #6 buccale-linguale a lancia




KO1/26
Bisturi per gengivectomia Orban #1/2 man. #6



TP42
Pinzetta Adson #42 chirurgica 1X2 dritta 12 cm

PERIODONTAL SURGERY BASE KIT




CO1
Scalpello per osso
Ochsenbein #1 man. #524

CO2
Scalpello per osso
Ochsenbein #2 man. #524

C36/376
Scalpello per osso #36/37
man. #6


FS9/10S6
Lima Schluger #9S/10S
man. #6



MIR5DSHDE
Specchietto Doppio Alta
Definizione #5, Filettatura EU,
1 pezzo/conf.

MHE6
Specchietto Doppio Alta
Definizione #5, Filettatura EU,
1 pezzo/conf.

S17
Forbici Iris #17 dritta sottile
11,5cm



SG1/29LCE2
Curette Gracey
Labriola-Cortellini
#1/2 man. #9

SG7/89LCE2
Curette Gracey
Labriola-Cortellini
#7/8 man. #9

SG11/129LCE2
Curette Gracey
Labriola-Cortellini
#11/12 man. #9

SG13/149LCE2
Curette Gracey
Labriola-Cortellini
#13/14, man. #9

S333/3477
Scaler Kaplan
#333/334 man.
#7 verde mini



IME14DIN5_
Cassette IMS™ Infinity Series™ 1/4DIN per 5 strumenti.
Dimensioni: 72 x 184 x 34 mm

IMEDIN18_S
Cassette IMS™ Infinity Series™ DIN Chirurgica per 18
strumenti con area accessori + 4 clips (2 x I1000)
per strumenti a snodo.
Dimensioni: 290 x 184 x 34 mm

PERIOCHALLENGE ACADEMY

Professore Associato di Malattie Odontostomatologiche e titolare dell'insegnamento in Parodontologia presso l'Università di Firenze. E' direttore della scuola di specialità in Chirurgia Orale e del Master triennale in Parodontologia e Implantologia accreditato dalla Federazione Europea di Parodontologia (EFP) presso l'ateneo fiorentino. E' inoltre responsabile dell'unità di ricerca clinica in Parodontologia e Medicina Parodontale presso lo stesso ateneo.

E' l'attuale Presidente Eletto della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP). E' il vincitore di alcuni prestigiosi premi di ricerca clinica internazionali, fra cui il premio H. Goldman dell'SIdP, il premio Jaccard della federazione europea di Parodontologia (EFP) e il R. Earl Robinson per la rigenerazione parodontale della Accademia Americana di Parodontologia (AAP). E' l'autore principale o il coautore di oltre 100 articoli pubblicati su riviste internazionali e referee per le più importanti riviste di settore.

www.francescocairo.com



CORSI:

- Annual course in Periodontology
- Advanced course in Periodontal and Peri-Implant Plastic Surgery
- International Masterclass on Periodontal and Peri-Implant Plastic Surgery

Per maggiori informazioni o per effettuare ordini telefona al numero 00800 48 37 43 39 o visita il sito HuFriedyGroup.eu/it

Free Call: 00800 48 37 43 39 | **Free Fax:** 00800 48 37 43 40

E-Mail: info@hu-friedy.eu | **Website:** HuFriedyGroup.eu

   HuFriedyGroupEurope

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC • European Headquarters • Lyoner Str. 9 • 60528 Frankfurt am Main, Germany • HuFriedyGroup.eu
Tutti gli altri nomi di società e prodotti sono marchi di Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, delle sue affiliate o società collegate, se non diversamente specificato.
©2023 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Tutti i diritti riservati. HFL-7261T/0223

 **HuFriedyGroup**
The Best In Practice