

Fórceps con polvo de diamante


Mejor agarre



Instrumentation and
Procedural Products

Nuestros **fórceps con polvo de diamante** presentan un fino recubrimiento de diamante que aumenta la resistencia entre el fórceps y la superficie del diente, proporcionando un mayor agarre. La sujeción segura de la corona y la raíz reduce el riesgo de aplastamiento o fractura de la raíz.

Un ligero recubrimiento de diamante, unido al dentado longitudinal de la punta para aumentar significativamente el agarre en comparación con los fórceps tradicionales.*



El **diseño fino y cónico** de las puntas, permite un mejor acceso en comparación con las puntas de los fórceps tradicionales.



Acabado mate para aumentar el contraste y reducir los reflejos de la luz.

El **exclusivo diseño del orificio** reduce el peso del fórceps, proporcionando mayor comodidad y control.

Fórceps con polvo de diamante


está disponible en los siguientes modelos Atraumair:

Superior

F1XSD

1 Fórceps Estándar, con polvo con Diamante

Incisivos Superiores



FAF1XSD

1 Fórceps Apical, con polvo con Diamante

Incisivos Superiores



F35XSD

35 Fórceps, con polvo con Diamante

Caninos Superiores y Premolares



FAF35XSD

35 Fórceps Apicales, con polvo con Diamante

Caninos Superiores y premolares



FX44XSD

44 Fórceps Radiculares, con polvo con Diamante


Raíces Superiores



FX51XSD

51 Fórceps Radiculares, con polvo con Diamante


Raíces Superiores



F67XSD

67 Fórceps Apicales, con polvo con Diamante

Molares Superiores



Inferior

F13XSD

13 Fórceps, con polvo con Diamante

Premolares Inferiores



F21XSD

21 Fórceps, con polvo con Diamante


1.º y 2.º Molar



F36XSD

36 Fórceps, con polvo con Diamante

Incisivos Inferiores



FAF36XSD

36 Fórceps apicales, con polvo con Diamante


Premolares e Incisivos Inferiores



FX45XSD

45 Fórceps radiculares, con polvo con Diamante

Raíces Inferiores, dentadas



FX73XSD

73 Fórceps, con polvo con Diamante

Molares Inferiores



FX79XSD

79 Fórceps, con polvo con Diamante

Molares Inferiores



Encuentre su fórceps de extracción óptimo en HuFriedyGroup.eu/es

Teléfono: +34 910 609 731 | Fax gratuito: 00800 48 37 43 40

Correo electrónico: info@hu-friedy.eu | Sitio web: HuFriedyGroup.eu/es

   HuFriedyGroupEurope

*Aumento del agarre en un 20% en comparación con los fórceps Hu-Friedy estándar. Datos archivados.
Hu-Friedy Mfg. Co., LLC • European Headquarters • Lyoner Str. 9 • 60528 Frankfurt am Main, Germany • HuFriedyGroup.eu
Todos los nombres relativos a empresas y productos son marcas registradas de Hu-Friedy Mfg. Co., LLC., sus afiliados o empresas relacionadas, salvo que se indique lo contrario.
©2023 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Todos los derechos reservados. HFL-666ES/0323