


Daviers Diamantés

Pour une meilleure prise

Nos **Daviers Diamantés** sont dotés d'un fin revêtement en diamant qui augmente la résistance entre le davier et la surface de la dent, ce qui permet une meilleure préhension.

Le bon maintien de la couronne et de la racine réduit le risque d'écrasement ou de fracture de la dent.

Un léger revêtement en diamant, lié à la structure longitudinale du bec augmente considérablement la prise par rapport aux daviers traditionnels.*



Les **becs minces et effilés** permettent un meilleur accès par rapport aux becs des daviers traditionnels.





Finition mate améliore le contraste et réduit le réfléchissement de la lumière.


La **conception unique à trous** réduit le poids du davier, offrant plus de confort et de contrôle.

Daviers Diamantés


disponibles dans les modèles Atraumair suivants :

Supérieurs

F1XSD	Davier Standard 1, Diamanté Incisives Supérieures	
F35XSD	Davier 35, Diamanté Canines et Prémolaires Supérieures	
FX44XSD	Davier à Racine 44, Diamanté Racines Supérieures	
F67XSD	Davier Apical 67, Diamanté Molaires Supérieures	

FAF1XSD	Davier Apical 1, Diamanté Incisives Supérieures	
FAF35XSD	Davier Apical 35, Diamanté Canines et Prémolaires Supérieures	
FX51XSD	Davier à Racine 51, Diamanté Racines Supérieures	

Inférieurs

F13XSD	Davier 13, Diamanté Prémolaires Inférieures	
F36XSD	Davier 36, Diamanté Incisives Inférieures	
FX45XSD	Davier à racine 45, Cranté, Diamanté Racines Inférieures	
FX79XSD	Davier 79, Diamanté Molaires Inférieures	

F21XSD	Davier 21, Diamanté 1 ^{re} et 2 ^e Molaires	
FAF36XSD	Davier Apical 36, Diamanté Prémolaires et Incisives Inférieures	
FX73XSD	Davier 73, Diamanté Molaires Inférieures	

Trouvez votre davier d'extraction optimal sur [HuFriedyGroup.eu/fr](https://www.hufriedygroup.eu/fr)

Numéro de téléphone gratuit : 00800 48 37 43 39 | Fax gratuit : 00800 48 37 43 40

E-mail : info@hu-friedy.eu | Site Web : [HuFriedyGroup.eu](https://www.hufriedygroup.eu)

   [HuFriedyGroupEurope](https://www.hufriedygroup.eu)

*Augmentation de la prise de 20 % par rapport aux daviers Hu-Friedy standards. Données d'archives.
Hu-Friedy Mfg. Co., LLC • European Headquarters • Lyoner Str. 9 • 60528 Frankfurt am Main, Germany • [HuFriedyGroup.eu](https://www.hufriedygroup.eu)
Tous les autres noms de sociétés et de produits sont des marques commerciales de Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, ses sociétés affiliées ou apparentées, sauf indication contraire.
©2023 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Tous droits réservés. HFL-666FR/0323