

Diamond Dusted Forceps


Per una presa migliore



Le nostre **Diamond Dusted Forceps** sono caratterizzate da un sottile rivestimento di diamante che aumenta la resistenza tra le pinze e la superficie del dente, garantendo un maggiore presa.

La presa sicura della corona e della radice riduce il rischio di rottura o frattura del dente.

Un leggero rivestimento diamantato, unito alla dentellatura longitudinale del becco, aumenta significativamente la presa rispetto alle pinze tradizionali.*



I becchi sottili e affusolati consentono un accesso migliore rispetto ai becchi delle pinze tradizionali.







Finitura opaca per un maggiore contrasto e un minore riflesso della luce.




L'esclusivo design dei fori riduce il peso delle pinze, garantendo un maggiore comfort e controllo.

Diamond Dusted Forceps




sono disponibili nei seguenti modelli Atraumair:


Arcata Superiore

F1XSD	Pinze 1 Standard, Diamantate Incisivi Superiori	
F35XSD	Pinze 35 Standard, Diamantate Canini e Premolari Superiori	
FX44XSD	Pinze 44 per Radici, Diamantate Radici Arcata Superiore	
F67XSD	Pinze 67 Apicali, Diamantate Molari Superiori	

FAF1XSD	Pinze 1 Apicali, Diamantate Incisivi Superiori	
FAF35XSD	Pinze 35 Apicali, Diamantate Canini e Premolari Superiori	
FX51XSD	Pinze 51 per Radici, Diamantate Radici Arcata Superiore	

Arcata Inferiore

F13XSD	Pinze 13, Diamantate Premolari Inferiori	
F36XSD	Pinze 36, Diamantate Incisivi Inferiori	
FX45XSD	Pinze 45 per radici, Diamantate Radici Inferiori, seghettate	
FX79XSD	Pinze 79, Diamantate Molari Inferiori	

F21XSD	Pinze 21, Diamantate 1° e 2° molari	
FAF36XSD	Pinze 36 Apicali, Diamantate Premolari e Incisivi Inferiori	
FX73XSD	Pinze 73, Diamantate Molari Inferiori	

Trova le tue pinze da estrazione più adatte su [HuFriedyGroup.eu/it](https://www.hufriedygroup.eu/it)

Tel: 02.36589600 | Fax: 02.67381327

E-Mail: info@hu-friedy.eu | Website: [HuFriedyGroup.eu/it](https://www.hufriedygroup.eu/it)

   [HuFriedyGroupEurope](https://www.hufriedygroup.eu/it)

* Presa aumentata del 20% rispetto alle pinze Hu-Friedy standard. Dati di archivio.
Hu-Friedy Mfg. Co., LLC • European Headquarters • Lyoner Str. 9 • 60528 Frankfurt am Main, Germany • [HuFriedyGroup.eu](https://www.hufriedygroup.eu)
Tutti gli altri nomi di società e prodotti sono marchi di Hu-Friedy Mfg. Co. LLC., delle sue affiliate o società collegate, se non diversamente specificato.
©2023 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Tutti i diritti riservati. HFL-666IT/0323